



Hagebuttensalbe

3 TIEGEL À 50 G | 30 MIN | SALBE | HERBST

ZUTATEN

100 g Hagebutten
100 ml Mandelöl
25 g Sheabutter
10 g Bienenwachs

ZUBEHÖR

Gläser, Topf und Tiegel
Filter und Filterbeutel
Schüssel und Mixer
Alkohol zum Desinfizieren
der Tiegel

THURNERHOF TIPP

Bewusst sammelst du
die Hagebutten, achtest
auf die vorgegebene
Menge und empfindest
Dankbarkeit für die
kleinen Gaben der Natur.

ZUBEREITUNG

1. Hagebutten sammeln, die braunen Kappen abschneiden und Hagebutten halbieren.
2. Glas mit Öl befüllen, Hagebutten einlegen, Glas für eine Dauer von 3 Stunden ins 60 Grad Wasserbad stellen.
3. Glas aus Wasserbad heben, Inhalt pürrieren, Glas zudecken und für eine Dauer von 24 Stunden stehen lassen.
4. Glas für eine Dauer von 2 Stunden erneut ins 60 Grad Wasserbad stellen und Inhalt immer wieder gut umrühren.
5. Inhalt abkühlen lassen, Öl über Filterbeutel langsam abseihen lassen, über Glas auffangen und Bienenwachs hinzugeben.
6. Glas erneut ins 60 Grad Wasserbad stellen und Bienenwachs langsam schmelzen lassen.
7. Glas aus Wasserbad heben, Sheabutter hinzugeben, Inhalt umrühren und flüssig in Tiegel abfüllen.